

DE – Akupressurmatte

Anwendung: zu Anfang 5 Min, später bis zu max 20 Min.
Nur für den Hausgebrauch.

Nicht verwenden:

- ZUM SCHLAFEN
- BEI WUNDEN, NACH OPS UND SCHWEREN KRANKHEITEN
- IN DER SCHWANGERSCHAFT
- BEI HERZSCHRITTMACHERTRÄGERN

Reinigung:

Handwäsche mit Geschirrspülmittel oder Waschmittel. Zum Trocknen aufhängen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
Maße: 74cm x 43cm x 3cm
Bezug: 100% Baumwolle

EN - Acupressure mat

Application: at the beginning 5 min, later up to max 20 min.
For home use only.

Do not use:

- FOR SLEEPING
- FOR WOUNDS, AFTER OPERATIONS AND SERIOUS DISEASES
- DURING PREGNANCY
- FOR PACEMAKER WEARERS

Cleaning:

Hand wash with dishwashing liquid or Detergent. Hang to dry
Keep out of reach of children
Dimensions: 74cm x 43cm x 3cm
Cover: 100% cotton

FR - Tapis d'acupression

Application: à la première utilisation 5 minutes, ensuite jusqu'à 20 minutes. Pour usage domestique uniquement.

Ne pas utiliser:

- POUR DORMIR
- EN CAS DE BLESSURES ET DE MALADIES GRAVES, APRES TOUTES
- OPERATIONS CHIRURGICALES
- PENDANT LA GROSSESSE
- EN CAS DE PORT DE STIMULATEUR CARDIAQUE

Entretien: lavage à la main avec un liquide vaisselle ou de la lessive. Suspendre pour sécher.
Tenir hors de portée des enfants.
Dimensions: 74 cm x 43 cm x 3 cm
Housse: 100% coton

NL - Acupressuurmat

Toeassing: in het begin 5 min., later tot max. 20 min.
Alleen voor thuisgebruik.

Niet gebruiken:

- OM TE SLAPEN
- VOOR WONDEN, NA OPERATIES EN ERNSTIGE ZIEKTEN
- TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
- VOOR PACEMAKERDRAGERS

Schoonmaken:

Handwas met afwasmiddel of Wasmiddel. Hang op om te drogen
Buiten bereik van kinderen houden
Afmetingen: 74cm x 43cm x 3cm
Dekking: 100% katoen

IT- Tappetino per agopressione

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Tempo di trattamento consigliato: all'inizio limitare la durata del trattamento a 5 minuti. Aumentare gradualmente il tempo di trattamento fino ad un massimo di 20 minuti.

Il materassino è progettato esclusivamente per uso domestico.

AVVERTENZE:

NON UTILIZZARE PER DORMIRE
NON UTILIZZARE IN PRESENZA DI FERITE OPPURE A SEGUITO DI INTERVENTI CHIRURGICI O IN PRESENZA DI MALATTIE GRAVI
NON ADATTO ALL'USO DA PARTE DI DONNE IN GRAVIDANZA
NON ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Manutenzione: Il materassino è dotato di fodera rimovibile lavabile a mano con detergente liquido delicato.
Asciugare appesa all'aria all'ombra.
Dimensioni: 74 cm x 43 cm x 3 cm
Copertura: 100% cotone

CS - Akupresní masážní podložka

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Doporučená doba léčení: Zpočátku omezte dobu léčby na 5 minut.

Postupně prodlužujte dobu ošetření na maximálně 20 minut.

Matrace je určena pouze pro domácí použití.

Upozornění:

NEPOUŽÍVEJTE NA SPÁNÍ
NEPOUŽÍVEJTE PŘI ZRANĚNÍ NEBO PO OPERACI ČI ZÁVAŽNÉM ONEMOCNĚNÍ.
NEVHODNÉ PRO TĚHOTNÉ ŽENY
NENÍ VHODNÝ PRO OSOBY S KARDIOSTIMULÁTOREM.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Údržba: Matrace má snímatelný potah, který lze prát v ruce s jemným tekutým pracím prostředkem.
Sušte na vzduchu ve stínu.
Rozměry: 74 cm x 43 cm x 3 cm
Potah: 100% bavlna



111910

GHZ Matra AG, Max-Volmer-Str.14, 40724 Hilden (Germany)

DE – Akupressurmatte

Anwendung: zu Anfang 5 Min, später bis zu max 20 Min.
Nur für den Hausgebrauch.

Nicht verwenden:

- ZUM SCHLAFEN
- BEI WUNDEN, NACH OPS UND SCHWEREN KRANKHEITEN
- IN DER SCHWANGERSCHAFT
- BEI HERZSCHRITTMACHERTRÄGERN

Reinigung:

Handwäsche mit Geschirrspülmittel oder Waschmittel. Zum Trocknen aufhängen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
Maße: 74cm x 43cm x 3cm
Bezug: 100% Baumwolle

EN - Acupressure mat

Application: at the beginning 5 min, later up to max 20 min.
For home use only.

Do not use:

- FOR SLEEPING
- FOR WOUNDS, AFTER OPERATIONS AND SERIOUS DISEASES
- DURING PREGNANCY
- FOR PACEMAKER WEARERS

Cleaning:

Hand wash with dishwashing liquid or Detergent. Hang to dry
Keep out of reach of children
Dimensions: 74cm x 43cm x 3cm
Cover: 100% cotton

FR - Tapis d'acupression

Application: à la première utilisation 5 minutes, ensuite jusqu'à 20 minutes. Pour usage domestique uniquement.

Ne pas utiliser:

- POUR DORMIR
- EN CAS DE BLESSURES ET DE MALADIES GRAVES, APRES TOUTES
- OPERATIONS CHIRURGICALES
- PENDANT LA GROSSESSE
- EN CAS DE PORT DE STIMULATEUR CARDIAQUE

Entretien: lavage à la main avec un liquide vaisselle ou de la lessive. Suspendre pour sécher.
Tenir hors de portée des enfants.
Dimensions: 74 cm x 43 cm x 3 cm
Housse: 100% coton

NL - Acupressuurmat

Toeassing: in het begin 5 min., later tot max. 20 min.
Alleen voor thuisgebruik.

Niet gebruiken:

- OM TE SLAPEN
- VOOR WONDEN, NA OPERATIES EN ERNSTIGE ZIEKTEN
- TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
- VOOR PACEMAKERDRAGERS

Schoonmaken:

Handwas met afwasmiddel of Wasmiddel. Hang op om te drogen
Buiten bereik van kinderen houden
Afmetingen: 74cm x 43cm x 3cm
Dekking: 100% katoen

IT- Tappetino per agopressione

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Tempo di trattamento consigliato: all'inizio limitare la durata del trattamento a 5 minuti. Aumentare gradualmente il tempo di trattamento fino ad un massimo di 20 minuti.

Il materassino è progettato esclusivamente per uso domestico.

AVVERTENZE:

NON UTILIZZARE PER DORMIRE
NON UTILIZZARE IN PRESENZA DI FERITE OPPURE A SEGUITO DI INTERVENTI CHIRURGICI O IN PRESENZA DI MALATTIE GRAVI
NON ADATTO ALL'USO DA PARTE DI DONNE IN GRAVIDANZA
NON ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Manutenzione: Il materassino è dotato di fodera rimovibile lavabile a mano con detergente liquido delicato.
Asciugare appesa all'aria all'ombra.
Dimensioni: 74 cm x 43 cm x 3 cm
Copertura: 100% cotone

CS - Akupresní masážní podložka

PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Doporučená doba léčení: Zpočátku omezte dobu léčby na 5 minut.

Postupně prodlužujte dobu ošetření na maximálně 20 minut.

Matrace je určena pouze pro domácí použití.

Upozornění:

NEPOUŽÍVEJTE NA SPÁNÍ
NEPOUŽÍVEJTE PŘI ZRANĚNÍ NEBO PO OPERACI ČI ZÁVAŽNÉM ONEMOCNĚNÍ.
NEVHODNÉ PRO TĚHOTNÉ ŽENY
NENÍ VHODNÝ PRO OSOBY S KARDIOSTIMULÁTOREM.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Údržba: Matrace má snímatelný potah, který lze prát v ruce s jemným tekutým pracím prostředkem.
Sušte na vzduchu ve stínu.
Rozměry: 74 cm x 43 cm x 3 cm
Potah: 100% bavlna



111910

GHZ Matra AG, Max-Volmer-Str.14, 40724 Hilden (Germany)