

DE – Lustvoll Gleitgel Neutral 50ml

Gleitmittel auf Wasserbasis - Zusätzlich zu den hervorragenden Gleiteigenschaften pflegt es die Haut optimal, dabei ist es 100 Prozent natürlich. Dieses Gleitgel kann problemlos mit Beckenbodentrainern, Kondomen und Sexspielzeugen jeder Art kombiniert werden.
Anwendung: Einfach 1-2 ml Gleitgel auf den gereinigten, einzuführenden Gegenstand auftragen.
Tube nach Gebrauch stets verschließen. Inhalt der geöffneten Tube innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Das Gel hat keine empfängnisverhütende Wirkung.

EN - Lustvoll Lubricant neutral 50ml

Water based lubricant - In addition to its excellent sliding properties, it's easy on the skin as well as being 100% natural. This lubricant can be easily combined with pelvic floor trainers, condoms and sex toys of all kinds.
Application: Just apply 1-2 ml of lubricant to the object that is to be inserted (after cleaning it). Always close tube after use. Use the contents of the opened tube within 12 months. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. The lubricant has no contraceptive effect.

FR - Gel lubrifiant Lustvoll 50 ml

Lubrifiant à base d'eau. Outre d'excellentes propriétés glissantes, il soigne la peau de manière optimale et il est 100 pour cent naturel. Ce gel lubrifiant peut être utilisé sans problème avec des entraîneurs du plancher pelvien, des préservatifs et des jouets à caractère sexuel de tout type.
Application : appliquer simplement 1-2 ml de gel lubrifiant sur l'objet nettoyé à introduire. Toujours refermer le tube après l'utilisation. Utiliser la totalité du tube dans un délai de 12 mois. Conserver dans un endroit frais et sec. Stocker dans un endroit inaccessible aux enfants. Le gel n'a aucun effet contraceptif.

NL - Lustvoll Glijgel 50 ml

Glijmiddel op waterbasis - naast de uitstekende glijeigenschappen biedt het middel een optimale verzorging van de huid, daarbij is het 100 procent natuurlijk. Deze glijgel kan probleemloos worden gecombineerd met bekkenbodentrainers, condooms en allerlei seksspelletjes.
Gebruik: eenvoudig 1-2 ml glijgel aanbrengen op het gereinigde, in te brengen voorwerp. Tube na gebruik sluiten. Inhoud van de geopende tube binnen 12 maanden verbruiken. Koel en droog bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. De gel is geen anticonceptiemiddel.

IT - Lustvoll Gel lubrificante 50 ml

Gel lubrificante a base acquosa - Oltre alle eccellenti proprietà lubrificanti il gel nutre in modo ottimale la pelle essendo al 100 per cento naturale. Questo gel lubrificante può essere combinato senza problemi con stimolatori per pavimento pelvico, preservativi e giocattoli erotici di qualsiasi genere.
Applicazione: spalmare semplicemente 1-2 ml di gel lubrificante sull'oggetto pulito da introdurre. Chiudere il tubetto dopo l'uso. Consumare il contenuto del tubetto aperto entro 12 mesi. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il gel non ha un effetto contraccettivo.

ES - Lustvoll Gel lubricante 50 ml

Gel lubricante a base de agua - Además de sus excelentes propiedades lubricantes, el gel nutre óptimamente la piel, ya que es 100 por ciento natural. Este gel lubricante se puede combinar fácilmente con estimuladores del suelo pélvico, preservativos y juguetes eróticos de todo tipo.
Aplicación: Aplicar simplemente 1-2 ml de gel lubricante sobre el objeto limpio que se va a introducir. Cierre el tubo después de su uso. Consuma el contenido del tubo abierto en un plazo de 12 meses. Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. El gel no tiene efecto anticonceptivo.

CZ - Lustvoll Lubrikační gel 50 ml

Lubrikační gel na bázi vody - kromě skvělých lubrikačních vlastností navíc ideálně pečuje o pokožku, přitom je 100 procentně přírodní. Tento lubrikační gel lze bez problémů kombinovat s pomůckami pro posílení pánevního dna, kondomy a erotickými hračkami jakéhokoli druhu.
Použití: Naneste jednoduše 1-2 ml lubrikačního gelu na očištěný, zaváděný předmět.
Tubu po použití vždy zavírejte.
Obsah otevřené tuby spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Gel nemá žádné antikoncepční účinky.

SK - Lustvoll Lubrikačný gél 50 ml

Lubrikačný gél na báze vody - okrem skvelých lubrikačných vlastností navyše ideálne stará o pokožku, pritom je 100 percentne prírodné. Tento lubrikačný gél možno bez problémov kombinovať s pomôckami pre posilnenie panvového dna, kondómy a erotickými hračkami akéhokolvek druhu.
Použitie: Naneste jednoducho 1-2 ml lubrikačného gélu na očistený, zavádzaný predmet.
Tubu po použití vždy zatvárajte. Obsah otvorené tuby spotrebujte do 12 mesiacov. Skladujte v chlade a suchu. Uchováajte mimo dosahu detí. Gél nemá žiadne antikoncepčné účinky.

PL - Lustvoll Płyn smarujący 50 ml

Środek smarujący na bazie wody - oprócz doskonałej jakości Jego właściwości poślizgowe zapewniają skórce optymalną pielęgnację i jest w 100 procentach naturalny. Ten środek smary może być łatwo stosowany z trenerem dna miednicy, prezerwatywami i innymi urządzeniami do treningu dna miednicy.
Zabawki seksualne dowolnego rodzaju mogą być łączone.
Zastosowanie: po prostu 1-2 ml smaru na czyszczone, do wprowadzenia. Zastosuj obiekt. Zawsze zamykaj rurkę po użyciu. Zawartość otwartej rury musi być zaplombowana w obrębie. Będę musiał go używać przez trzy miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Żel nie działa antykoncepcyjnie.

RU - Lustvoll рень-смазка, 50 мл

Смазка на водной основе - отличное скольжение, оптимальный уход за кожей, 100 % натуральных ингридиентов. Этим гелем можно без проблем пользоваться при одновременном применении приспособлений для тренировки мышц тазового dna, презервативов и секс-игрушек.
Применение: Нанести 1-2 мл геля-смазки на чистый предмет, который Вы собираетесь ввести.
Тюбик после применения всегда закрывать. Открытый тюбик использовать в течение 12 месяцев. Хранить в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступных для детей местах. Гель не обладает противозачаточным действием.

SE - Lustvoll Glidmedel 50ml

Vannbaserat glidmedel - Förutom de enastående glideegenskaperna vårdar den huden optimalt, dessutom är det 100 procent naturligt. Detta glidmedel kan utan problem kombineras med bäckenbottentränare, kondomer och sexleksaker av alla slag.
Användning: Stryk helt enkelt på 1-2 ml glidmedel på det rengjorda föremålet som ska föras in.
Stäng alltid tuben efter användning. Förbruka innehållet i den öppnade tuben inom 12 månader. Förvara svalt och torrt. Förvaras utom räckhåll för barn. Gelen har ingen födelsekontrollerande effekt.

FI - Voiteluaine Neutraali 50ml

Vesipohjainen voiteluaine - Erinomaisten liukuominaisuuksien lisäksi se hoitaa ihoa optimaalisesti ja on 100-prosenttisesti luonnollinen. Tämä liukuvoide voidaan helposti yhdistää Lantionpohjan kouluttajat, kondomien ja kaikenlaisten seksilelujen kanssa.
Käyttö: Levitä 1-2 ml liukuvoidetta puhdistettuun kohteeseen. Sulje putki aina käytön jälkeen. Käytä avatun tuubin sisältö loppuun 12 kuukauden kuluessa. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Geelillä ei ole ehkäisevää vaikutusta.

NO - Nøytralt smøremiddel 50ml

Vannbasert glidemiddel – I tillegg til de utmerkede glideegenskapene, pleier den huden optimalt og er 100 prosent naturlig. Denne smøremiddel kan enkelt kombineres med bekkenbunnstrener, kondomer og sexleketøy av alle slag.
Påføring: Påfør ganske enkelt 1-2 ml smøregel på den rengjorte gjenstanden som skal settes inn. Lukk alltid røret etter bruk. Bruk opp innholdet i det åpnede røret innen 12 måneder. Oppbevares kjølig og tørt. Oppbevares utlignelig for barn. Gelen har ingen prevensjonseffekt.

DK - LustVoll Glidecreme Neutral 50 ml

Vandbaseret glidecreme - Ud over sine fremragende glideegenskaber giver den optimal pleje til huden og er 100 procent naturlig. Denne glidecreme kan nemt kombineres med bækkenbundstræner, kondomer og sexlegetøj af enhver slags.
Anvendelse: Påfør blot 1-2 ml glidecreme på den rengjorte genstand, der skal indføres. Luk altid tuben efter brug. Brug indholdet af den åbnede tube op inden for 12 måneder. Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Gelen har ingen svangerskabsforebyggende effekt.

114839 GHZ Matra AG · Max-Volmer-Str. 14
40247 Hilden (Germany)
service@ghz-matra.de
MADE IN EU

